

REF**EST001****MD**

ESTRINSECATORE SED



SED è lo strumento per la estrinsecazione e l'immobilizzazione spinale in tutte le situazioni di emergenza. Particolarmente indicato quindi per vittime bloccate in veicoli, crolli, e luoghi disagiati. Può essere usato anche per pazienti in gravidanza bambini o neonati. Ideale per la steccature delle fratture dell'anca e del bacino. Il rivestimento in robusto vinile limita le abrasioni e ne assicura una totale integrità. La rigidità verticale e la flessibilità orizzontale sono le principali caratteristiche di questo strumento che permette una rapida immobilizzazione della colonna spinale e una sicura estricazione.

Le cinture e le fibbie sono colorate per facilitarne il riconoscimento.

SED è completamente radiocompatibile.

Viene fornito con

- comoda e robusta sacca di trasporto
- fascia nucale e mentoniera
- cuscino da utilizzare come spessore nello spazio nucale cm.62x19x3

Si Dichiara che il dispositivo è conforme a MDR 745/2017 "Dispositivi Medici

E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi relativamente al DM fornito da PVS SPA al Fabbricante e all'autorità competenti

peso Kg. 3,120



Name: ZHANGJIAGANG HERUI MEDICAL
EQUIPMENT CO.,LTD.
Address: No.40 BaiXiong Road,SanXing JinFeng
Town,ZhangJiaGang City,JiangSu Province,China

EC REP

SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE
Amsterdam, Netherlands

REF

EST001

EXTRICATION DEVICE

SED is the correct instrument to use to extricate and immobilise the patient during an emergency.

Specially designed for victims blocked in cars, crashes and in inconvenient position . Can be used

also for pregnant women, children and babies.

Ideal to use for a hip or pelvis fracture. The vinyl strong coating limits the eventual abrasion and assure full integrity.

The vertical rigidity and the horizontal flexibility are the main characteristics of this instrument which permit a quick immobilization of the spine and a secure extrication.

For an easy and quick use the belts and buckles are in various colours.

SED is 100% X-RAY translucent.

We declare that the device complies with MDR 745/2017 "Medical Devices

It is necessary to report any serious accident occurring in relation to the DM provided by PVS SPA to the Manufacturer and the competent authorities

Supplied with :

- a comfortable bag
- chin and forehead straps
- soft cushion for the neck cm.62x19x3
- weight kg. 3,120





SED est l'équipement idéal pour extirper et immobiliser d'urgence un accidenté. Spécialement projeté pour des victimes bloqués dans des autos accidentées, dans des écroulements de bâtiments et dans des lieux aux accès particulièrement difficiles. L'utilisation est idéale pour les fractures du bassin et/ou des hanches. Le revêtement en vinyle limite les éventuelles abrasions et assure une totale intégrité. La rigidité verticale et la souplesse horizontale sont les principales caractéristiques de cet équipement qui permet une rapide immobilisation de la colonne vertébrale et une facile extirpation. Les ceintures et boucles sont de coloris assortis pour en faciliter l'usage.

Nous déclarons que l'appareil est conforme au MDR 745/2017 "Dispositifs Médicaux". Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenant en relation avec le DM fourni par PVS SPA au Fabricant et aux autorités compétentes.

Fournis avec :

- Un sac confortable et résistant
- Bande pour la nuque et le menton
- Un coussin pour la nuque cm.62x19x3

Poids Kg 3,120



Cuscino – cushion - coussin
cm.62x19x3

