

**Product name – 100 P – Empty Plastic Cabinet**

**Cod: CAV030**

**Regulations: The products defined as medical devices  
are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017**



---

**Italiano**

**Descrizione:** Armadietto 100 P vuoto in plastica, struttura leggera con cerniere integrate, idoneo al contenimento di dotazioni di primo soccorso per ambienti domestici e lavorativi.

**Dimensioni:** 400 × 275 × 127 mm — **Peso:** 1 kg.

**Istruzioni:** Allestire con presidi idonei secondo normativa vigente.



Fissare a parete in posizione accessibile; non sovraccaricare i ripiani. Pulire con panno umido e detergente neutro; evitare solventi/abrasivi. Conservare in luogo asciutto e al riparo dalla luce diretta. Controllare periodicamente il contenuto e sostituire gli articoli scaduti o danneggiati.

## English

**Description:** 100 P empty plastic cabinet, lightweight construction with integrated hinges, suitable for storing first- aid supplies in home or workplace settings.

**Dimensions:** 400 × 275 × 127 mm — **Empty weight:** 1 kg.

**Instructions:** Equip with appropriate items in compliance with local regulations. Mount on a wall in an accessible location; do not overload shelves. Clean with a damp cloth and mild detergent; avoid solvents/abrasives. Store in a dry place away from direct sunlight. Inspect contents regularly and replace expired or damaged items.

## French

**Description:** Armoire 100 P vide en plastique, structure légère avec charnières intégrées, adaptée au rangement du matériel de premiers secours en milieu domestique ou professionnel.

**Dimensions:** 400 × 275 × 127 mm — **Poids à vide :** 1 kg.

**Instructions:** Équiper conformément à la réglementation en vigueur. Fixer au mur dans un endroit accessible ; ne pas surcharger les étagères. Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux ; éviter solvants/abrasifs. Conserver au sec, à l'abri du soleil direct. Vérifier régulièrement le contenu et remplacer les articles périmés ou endommagés.

## German

**Beschreibung:** Schrank 100 P, leer, aus Kunststoff, leichte Ausführung mit integrierten Scharnieren; geeignet zur Aufbewahrung von Erste- Hilfe- Material im Haushalt oder am Arbeitsplatz.

**Abmessungen:** 400 × 275 × 127 mm — **Leergewicht:** 1 kg.

**Anweisungen:** Mit geeigneten Komponenten gemäß Vorschriften bestücken. An einer gut zugänglichen Wand montieren; Regalböden nicht überlasten. Mit feuchtem Tuch und mildem

Reinigungsmittel reinigen; Lösungsmittel/Schleifmittel vermeiden.  
Trocken lagern, vor direkter Sonne schützen. Inhalt regelmäßig  
prüfen und abgelaufene/beschädigte Artikel ersetzen.

## Spanish

**Descripción:** Armario 100 P vacío de plástico, estructura ligera  
con bisagras integradas, adecuado para guardar material de  
primeros auxilios en el hogar o en el trabajo.

**Dimensiones:** 400 × 275 × 127 mm — **Peso en vacío:** 1 kg.

**Instrucciones:** Equipar con elementos adecuados conforme a la  
normativa vigente. Fijar a la pared en una zona accesible; no  
sobrecargar las baldas. Limpiar con un paño húmedo y detergente  
neutro; evitar disolventes/abrasivos. Conservar en lugar seco,  
protegido de la luz solar directa. Revisar periódicamente el  
contenido y sustituir los artículos caducados o dañados.