



DM388/03 Annex 1 Increased Refill Pack – D.Lgs. 81/08

Cod: PDM092

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione

Pacco reintegro maggiorato per cassette o armadietti di pronto soccorso con contenuto allegato 1 a norma del DM 388 del 15/07/2003 e del D.Lgs. 81 del 09/04/2008. Include sfigmomanometro con fonendoscopio e una dotazione ampliata di presidi di primo soccorso rispetto al contenuto base di allegato 1.



Dimensioni

39,5 × 21 × 19,5 cm · **Peso:** 4,35 kg

Contenuto del kit

- 1 × Foglio istruzioni D.Lgs. 81 / D.M. 388
- 3 × Soluzione fisiologica 500 ml, flacone (CE)
- 1 × Mascherina con visiera paraschizzi
- 2 × Povidone-iodio 500 ml, flacone
- 1 × Cotone idrofilo, confezione 20 g
- 1 × Benda tubolare elastica (Plastonet), 2 misure
- 2 × Rocchetto cerotto TNT 5 m × 2,5 cm
- 2 × Astuccio 20 cerotti assortiti
- 2 × Ghiaccio istantaneo (ICE PACK)
- 2 × Sacchetti rifiuti sanitari 180 × 250 mm, minigrip
- 4 × Benda elastica 4 m × 10 cm
- 1 × Astuccio pronto soccorso PIC (3 pz) con 8 salviette assorbenti
- 1 × Coperta isotermica oro/argento 160 × 210 cm
- 1 × Telo triangolare TNT 96 × 96 × 136 cm
- 2 × BURNSHIELD gel per ustioni sterile 3,5 g
- 2 × Benda elastica 4 m × 6 cm (DIN 61634)
- 1 × Tampobenda 80 × 100 cm sterile (M)
- 1 × Sfigmomanometro con fonendoscopio (PERSONAL)
- 1 × Pacco interno All. 1 D.M. 388 del 15/07/2003

Contenuto del pacco interno

- 10 × Compresse di garza sterili 10 × 10 cm, 8 strati
- 1 × Forbici Lister 14,5 cm (DIN)
- 2 × Garza sterile 18 × 40 cm, singola
- 3 × Laccio piatto emostatico in nitrile 46 × 25 cm
- 5 × Paio di guanti copolimero sterili, misura unica
- 2 × Pinzette sterili 10 cm
- 1 × Sacca autocollante 29 × 20 cm (DIN)
- 2 × Telo per ustioni 40 × 60 cm (DIN 13152-BR)
- 1 × Termometro digitale PVS



Istruzioni d'uso

Utilizzare il pacco reintegro per sostituire i dispositivi esauriti, danneggiati o scaduti presenti nella cassetta o nell'armadietto di pronto soccorso. Prima dell'uso verificare l'integrità delle confezioni e le date di scadenza riportate sui singoli dispositivi. I prodotti monouso devono essere eliminati dopo l'utilizzo secondo la normativa locale sui rifiuti sanitari. Conservare il kit in luogo asciutto, pulito e al riparo da fonti di calore e da agenti corrosivi. Controllare periodicamente la completezza del contenuto e procedere al reintegro mediante pacchi medicazione dedicati.

English

Description

Increased refill pack for first-aid boxes and cabinets with contents compliant with Annex 1 of Italian Ministerial Decree 388 of 15/07/2003 and Legislative Decree 81 of 09/04/2008. Includes a sphygmomanometer with stethoscope and provides an extended first-aid equipment supply compared with the basic Annex 1 contents.

Dimensions

39.5 × 21 × 19.5 cm (W × D × H) · **Weight:** 4.35 kg

Contents of the kit

- 1 × Instruction sheet D.Lgs. 81 / D.M. 388
- 3 × Saline solution 500 ml, bottles (CE)
- 1 × Face mask with splash visor
- 2 × Povidone-iodine 500 ml, bottles
- 1 × Absorbent cotton, 20 g pack
- 1 × Elastic tubular bandage (Plastonet), 2 sizes
- 2 × Non-woven adhesive tape rolls 5 m × 2.5 cm
- 2 × Boxes of 20 assorted plasters
- 2 × Instant ice packs (ICE PACK)
- 2 × Clinical waste bags 180 × 250 mm, minigrip
- 4 × Elastic bandages 4 m × 10 cm
- 1 × PIC first-aid pouch (3 pcs) with 8 absorbent wipes
- 1 × Gold/silver thermal blanket 160 × 210 cm
- 1 × Triangular TNT bandage 96 × 96 × 136 cm



- 2 × BURNSHIELD sterile burn gel 3.5 g
- 2 × Elastic bandages 4 m × 6 cm (DIN 61634)
- 1 × Sterile dressing pad 80 × 100 cm (size M)
- 1 × Sphygmomanometer with stethoscope (PERSONAL)
- 1 × Inner pack Annex 1 D.M. 388 of 15/07/2003

Inner pack contents

- 10 × Sterile gauze compresses 10 × 10 cm, 8-ply
- 1 × Lister scissors 14.5 cm (DIN)
- 2 × Sterile gauze 18 × 40 cm, single
- 3 × Flat nitrile tourniquet straps 46 × 25 cm
- 5 × Pairs of sterile copolymer gloves, one size
- 2 × Sterile tweezers 10 cm
- 1 × Self-adhesive bag 29 × 20 cm (DIN)
- 2 × Burn dressings 40 × 60 cm (DIN 13152-BR)
- 1 × Digital thermometer PVS

Instructions

Use the refill pack to replace items that are used up, damaged or expired in the first-aid box or cabinet. Before use, check that all packages are intact and that the expiry dates shown on each device are valid. Single-use products must be disposed of after use in accordance with local regulations for clinical waste. Store the kit in a clean, dry place away from heat sources and corrosive agents. Regularly check that the contents are complete and top up stocks using the dedicated refill packs.

French

Description

Pack de réassortiment majoré pour armoires et coffrets de premiers secours avec contenu conforme à l'Annexe 1 du D.M. 388 du 15/07/2003 et au D. Lgs. 81 du 09/04/2008. Comprend un tensiomètre avec stéthoscope et offre une dotation élargie en dispositifs de premiers secours par rapport au contenu de base de l'annexe 1.



Dimensions

39,5 × 21 × 19,5 cm · **Poids** : 4,35 kg

Contenu du kit

- 1 × Feuille d'instructions D.Lgs. 81 / D.M. 388
- 3 × Solutions physiologiques 500 ml, flacon (CE)
- 1 × Masque avec visière anti-projections
- 2 × Povidone-iode 500 ml, flacons
- 1 × Coton hydrophile, sachet de 20 g
- 1 × Bande tubulaire élastique (Plastonet), 2 tailles
- 2 × Rouleaux de sparadrap TNT 5 m × 2,5 cm
- 2 × Étuis de 20 pansements assortis
- 2 × Glaces instantanées (ICE PACK)
- 2 × Sacs pour déchets de soins 180 × 250 mm, minigrip
- 4 × Bandes élastiques 4 m × 10 cm
- 1 × Trousse de premiers secours PIC (3 pièces) avec 8 lingettes absorbantes
- 1 × Couverture isotherme or/argent 160 × 210 cm
- 1 × Écharpe triangulaire TNT 96 × 96 × 136 cm
- 2 × Gels pour brûlures BURNSHIELD stériles 3,5 g
- 2 × Bandes élastiques 4 m × 6 cm (DIN 61634)
- 1 × Tampobenda stérile 80 × 100 cm (taille M)
- 1 × Sphygmomanomètre avec stéthoscope (PERSONAL)
- 1 × Pack interne Annexe 1 D.M. 388 du 15/07/2003

Contenu du pack interne

- 10 × Compresse de gaze stériles 10 × 10 cm, 8 épaisseurs
- 1 × Ciseaux Lister 14,5 cm (DIN)
- 2 × Gazes stériles 18 × 40 cm, unitaires
- 3 × Garrots plats en nitrile 46 × 25 cm
- 5 × Paires de gants stériles en copolymère, taille unique
- 2 × Pinces stériles 10 cm
- 1 × Pochette autocollante 29 × 20 cm (DIN)
- 2 × Compresse pour brûlures 40 × 60 cm (DIN 13152-BR)
- 1 × Thermomètre digital PVS

Mode d'emploi

Utiliser le pack de réassortiment pour remplacer les dispositifs



utilisés, endommagés ou périmés présents dans l'armoire ou le coffret de premiers secours. Avant utilisation, vérifier l'intégrité des emballages et les dates de péremption indiquées sur chaque dispositif. Les dispositifs à usage unique doivent être éliminés après usage conformément à la réglementation locale sur les déchets de soins. Conserver le kit dans un endroit propre et sec, à l'abri des sources de chaleur et des agents corrosifs. Vérifier régulièrement l'exhaustivité du contenu et procéder au réassortiment au moyen des packs dédiés.

German

Beschreibung

Erweitertes Nachfüllpack für Erste-Hilfe-Kästen und -Schränke mit Ausstattung gemäß Anhang 1 des D.M. 388 vom 15.07.2003 und Gesetzesdekret 81 vom 09.04.2008. Enthält ein Blutdruckmessgerät mit Stethoskop und bietet eine umfangreichere Erste-Hilfe-Ausstattung im Vergleich zum Basisinhalt von Anhang 1.

Abmessungen

39,5 × 21 × 19,5 cm (B × T × H) · Gewicht: 4,35 kg

Inhalt des Sets

- 1 × Anleitungsblatt D.Lgs. 81 / D.M. 388
- 3 × Physiologische Kochsalzlösung 500 ml, Flaschen (CE)
- 1 × Schutzmaske mit Spritzschutzvisier
- 2 × Povidon-Iod 500 ml, Flaschen
- 1 × Verbandwatte, Packung 20 g
- 1 × Elastische Schlauchbinde (Plastonet), 2 Größen
- 2 × Rollen Fixierpflaster aus Vlies 5 m × 2,5 cm
- 2 × Etuis mit 20 Pflastern, sortiert
- 2 × Sofort-Kältepack (ICE PACK)
- 2 × Beutel für medizinische Abfälle 180 × 250 mm, Minigrip
- 4 × Elastische Binden 4 m × 10 cm
- 1 × PIC-Erste-Hilfe-Etui (3-tlg.) mit 8 saugfähigen Tüchern
- 1 × Isothermische Decke gold/silber 160 × 210 cm
- 1 × Dreiecktuch aus Vlies 96 × 96 × 136 cm
- 2 × BURNSHIELD Brandgel, steril 3,5 g
- 2 × Elastische Binden 4 m × 6 cm (DIN 61634)



- 1 × Sterile Tampobinde 80 × 100 cm (Größe M)
- 1 × Blutdruckmessgerät mit Stethoskop (PERSONAL)
- 1 × Innenpackung Anhang 1 D.M. 388 vom 15.07.2003

Inhalt der Innenpackung

- 10 × Sterile Mullkompressen 10 × 10 cm, 8-lagig
- 1 × Lister-Schere 14,5 cm (DIN)
- 2 × Sterile Mullkompressen 18 × 40 cm, einzeln
- 3 × Flache Stau-/Venenstau-Gurte aus Nitril 46 × 25 cm
- 5 × Paar sterile Copolymer-Handschuhe, Einheitsgröße
- 2 × Sterile Pinzetten 10 cm
- 1 × Selbstklebender Beutel 29 × 20 cm (DIN)
- 2 × Brandwundauflagen 40 × 60 cm (DIN 13152-BR)
- 1 × Digitalthermometer PVS

Anleitung

Verwenden Sie das Nachfüllpack zum Austausch von aufgebrauchten, beschädigten oder abgelaufenen Materialien im Erste-Hilfe-Kasten oder -Schränk. Vor Gebrauch Unversehrtheit der Verpackungen und die auf den Produkten angegebenen Verfallsdaten prüfen. Einwegprodukte sind nach Gebrauch gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle zu entsorgen. Kühl, trocken und fern von Hitzequellen und korrosiven Stoffen lagern. Überprüfen Sie regelmäßig die Vollständigkeit des Inhalts und füllen Sie fehlende Materialien mit entsprechenden Nachfüllpacks wieder auf.

Spanish

Descripción

Paquete de reposición ampliado para botiquines y armarios de primeros auxilios con contenido conforme al Anexo 1 del D.M. 388 de 15/07/2003 y al D. Lgs. 81 de 09/04/2008. Incluye esfigmomanómetro con fonendoscopio y proporciona un equipamiento de primeros auxilios más completo que el contenido básico del anexo 1.

Dimensiones

39,5 × 21 × 19,5 cm (An × Pr × Al) · Peso: 4,35 kg



Contenido del kit

- 1 × Hoja de instrucciones D.Lgs. 81 / D.M. 388
- 3 × Soluciones fisiológicas 500 ml, frasco (CE)
- 1 × Mascarilla con visera antisalpicaduras
- 2 × Povidona yodada 500 ml, frasco
- 1 × Algodón hidrófilo, envase de 20 g
- 1 × Venda tubular elástica (Plastonet), 2 tallas
- 2 × Rollos de esparadrapo TNT 5 m × 2,5 cm
- 2 × Estuches con 20 apósitos surtidos
- 2 × Hielo instantáneo (ICE PACK)
- 2 × Bolsas para residuos sanitarios 180 × 250 mm, minigrip
- 4 × Vendas elásticas 4 m × 10 cm
- 1 × Estuche de primeros auxilios PIC (3 piezas) con 8 toallitas absorbentes
- 1 × Manta isotérmica oro/plata 160 × 210 cm
- 1 × Cabestrillo triangular TNT 96 × 96 × 136 cm
- 2 × Gel para quemaduras BURNSHIELD estéril 3,5 g
- 2 × Vendas elásticas 4 m × 6 cm (DIN 61634)
- 1 × Tampobenda estéril 80 × 100 cm (talla M)
- 1 × Esfigmomanómetro con fonendoscopio (PERSONAL)
- 1 × Paquete interno Anexo 1 D.M. 388 de 15/07/2003

Contenido del paquete interno

- 10 × Compresas de gasa estériles 10 × 10 cm, 8 capas
- 1 × Tijeras Lister 14,5 cm (DIN)
- 2 × Gasas estériles 18 × 40 cm, unidad
- 3 × Torniquetes planos de nitrilo 46 × 25 cm
- 5 × Parejas de guantes estériles de copolímero, talla única
- 2 × Pinzas estériles 10 cm
- 1 × Bolsa autoadhesiva 29 × 20 cm (DIN)
- 2 × Apósitos para quemaduras 40 × 60 cm (DIN 13152-BR)
- 1 × Termómetro digital PVS

Instrucciones

Utilice el paquete de reposición para sustituir los dispositivos agotados, dañados o caducados del botiquín o armario de primeros auxilios. Antes de su uso, compruebe la integridad de los



envases y la fecha de caducidad indicada en cada producto. Los dispositivos de un solo uso deben desecharse después del uso conforme a la normativa local sobre residuos sanitarios. Conservar el kit en un lugar limpio y seco, protegido del calor y de agentes corrosivos. Revise periódicamente la integridad y la completitud del contenido y reponga las existencias mediante los paquetes de reposición específicos.