

DECONTAMINATION MAT – 45×115 cm

Cod: TAP004

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione: Tappeto decontaminante adesivo per ingressi in aree HACCP/cleanroom. Trattiene polvere e particolato da suole e ruote, riducendo la contaminazione degli ambienti.

Dimensioni: 45×115 cm **Spessore:** 50 µm ±10% **Peso:** 5,069 kg

Confezione: Scatole di cartone con 8 pezzi; ciascun tappeto ha 30 strati numerati.

Tolleranza: le misure indicate hanno una tolleranza ±3%.

Agente batteriostatico: Acetato di etile **Battericida:** Isotiazolinone

Note: Latex free. Il materiale non produce diossine in caso di incenerimento.

Istruzioni: Posizionare il tappeto su superficie piana e pulita nelle zone di accesso. Premere con entrambe le suole (o far passare i carrelli). Quando la



superficie è visibilmente sporca, rimuovere lo strato superiore e smaltirlo secondo normativa locale.

English

Description: Adhesive decontamination mat for HACCP/cleanroom entrances. Traps dust and particles from soles and wheels, reducing environmental contamination.

Dimensions: 45×115 **Thickness:** 50 µm ±10%

Weight: 5.069 kg

Packaging: Cardboard boxes with 8 pieces; each mat has 30 numbered layers.

Tolerance: stated sizes have a ±3% tolerance.

Bacteriostatic agent: Ethyl acetate • **Bactericide:** Isothiazolinone

Notes: Latex free. The material does not generate dioxins when incinerated.

Instructions: Place the mat on a clean, flat surface at the entry and step with both soles (or roll carts over). When the surface is visibly soiled, peel off the top layer and dispose of it according to local regulations.

French

Description: Tapis de décontamination adhésif pour entrées HACCP/salles blanches. Retient poussières et particules des semelles et des roues, réduisant la contamination.

Dimensions: 45×115 cm

Épaisseur : 50 µm ±10 %

Poids : 5.069 kg

Emballage : boîtes en carton de 8 pièces ; chaque tapis comprend 30 feuilles numérotées.

Tolérance : les dimensions indiquées ont une tolérance de ±3 %.

Agent bactériostatique : Acétate d'éthyle • **Bactéricide :** Isothiazolinone

Notes : sans latex. Le matériau ne produit pas de dioxines en cas d'incinération.

Mode d'emploi: Placer le tapis sur une surface plane et propre à l'entrée et marcher avec les deux semelles (ou faire passer les chariots). Lorsque la surface est sale, retirer la feuille supérieure et l'éliminer selon la réglementation locale.



German

Beschreibung: Adhäsive Dekontaminationsmatte für HACCP-/Reinraumeingänge. Hält Staub und Partikel von Sohlen und Rädern zurück und reduziert die Kontamination.

Abmessungen: 45×115 cm

Stärke: 50 µm ±10 %

Gewicht: 5.069 kg

Verpackung: Kartons mit 8 Stück; jede Matte besitzt 30 nummerierte Lagen.

Toleranz: die angegebenen Maße haben eine Toleranz von ±3 %.

Bakteriostatisches Mittel: Ethylacetat • **Bakterizid:** Isothiazolinon

Hinweise: Latexfrei. Das Material bildet bei der Verbrennung keine Dioxine.

Anleitung: Die Matte auf einer sauberen, ebenen Fläche am Eingang platzieren und mit beiden Sohlen auftreten (oder Wagen darüberfahren). Bei sichtbarer Verschmutzung die oberste Schicht abziehen und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Spanish

Descripción: Alfombra de descontaminación adhesiva para entradas HACCP/salas limpias. Retiene polvo y partículas de suelas y ruedas, reduciendo la contaminación.

Dimensiones: 45×115 cm

Espesor: 50 µm ±10

Peso: 5.069 kg

Embalaje: cajas de cartón con 8 unidades; cada alfombra tiene 30 capas numeradas.

Tolerancia: las medidas indicadas tienen una tolerancia de ±3 %.

Agente bacteriostático: Acetato de etilo • **Bactericida:** Isotiazolinona

Notas: Libre de látex. El material no produce dioxinas al incinerarse.

Instrucciones: Coloque la alfombra en una superficie limpia y plana en la entrada y pise con ambas suelas (o pase los carros). Cuando esté visiblemente sucia, retire la capa superior y deséchela según la normativa local.