

Product name – 102 P – Empty Plastic Cabinet (2 doors)

Cod: CAV032

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione: Armadietto in plastica 102 P vuoto a 2 ante, con vani interni per l'organizzazione del materiale; pensato per fissaggio a parete e dotazioni di primo soccorso.

Dimensioni: 450 × 375 × 130 mm — **Peso:** 1,00 kg.

Istruzioni: Fissare a parete con idonei tasselli. Allestire secondo normativa vigente e distribuire il materiale in modo ordinato. Pulire con panno umido e detergente neutro; evitare solventi/abrasivi. Ispezionare periodicamente il contenuto e sostituire gli articoli scaduti o danneggiati.

English

Description: 102 P empty plastic cabinet with two doors and internal compartments, designed for wall mounting and first-aid storage.



Dimensions: 450 × 375 × 130 mm — **Weight:** 1,00 kg.

Instructions: Mount to a solid wall using suitable anchors. Equip according to local regulations and arrange contents neatly. Clean with a damp cloth and mild detergent; avoid solvents/abrasives. Inspect contents regularly and replace expired or damaged items.

French

Description: Armoire en plastique 102 P vide à 2 battants, avec compartiments internes, prévue pour la fixation murale et le rangement du matériel.

Dimensions: 450 × 375 × 130 mm — **Poids :** 1,00 kg.

Instructions: Fixer au mur avec des chevilles adaptées. Équiper conformément à la réglementation en vigueur et organiser le contenu. Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux ; éviter solvants/abrasifs. Vérifier régulièrement le contenu et remplacer les articles périmés ou endommagés.

German

Beschreibung: Kunststoffschränk 102 P, leer, mit zwei Türen und Innenfächern; zur Wandmontage und Aufbewahrung von Erste-Hilfe-Material.

Abmessungen: 450 × 375 × 130 mm — **Gewicht:** 1,00 kg.

Anweisungen: Mit geeigneten Dübeln an einer tragfähigen Wand montieren. Gemäß Vorschriften bestücken und Inhalte ordentlich anordnen. Mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen; Lösungsmittel/Schleifmittel vermeiden. Inhalt regelmäßig prüfen und abgelaufene/beschädigte Artikel ersetzen.

Spanish

Descripción: Armario de plástico 102 P vacío con dos puertas y compartimentos internos, pensado para montaje en pared y almacenaje de primeros auxilios.

Dimensiones: 450 × 375 × 130 mm — **Peso:** 1,00 kg.

Instrucciones: Fijar a una pared resistente con tacos adecuados. Equipar según la normativa vigente y organizar el contenido. Limpiar con un paño húmedo y detergente neutro; evitar disolventes/abrasivos. Revisar periódicamente el contenido y



sostituire los artículos caducados o dañados.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 12/02/2026