

Product name – EUROKIT – Empty First Aid Case

Cod: CAV306 (red) / CAV411 (green) / CAV200 (white)

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione: Cassetta pronto soccorso EUROKIT vuota, rigida e compatta, con chiusure a scatto; adatta a dotazioni essenziali di primo soccorso.

Dimensioni: 260 × 170 × 80 mm — **Peso:** 0,25 kg.

Istruzioni: Allestire con presidi idonei secondo normativa vigente. Organizzare il contenuto nei vani; non forzare le chiusure e non superare la capacità. Pulire con panno umido e detergente neutro; evitare solventi/abrasivi. Conservare in luogo asciutto, lontano da calore e luce diretta. Controllare periodicamente il contenuto; sostituire articoli scaduti o danneggiati.

English

Description: EUROKIT compact empty rigid first-aid case with snap closures; suitable for essential first-aid contents.

Dimensions: 260 × 170 × 80 mm — **Weight:** 0,25 kg.

Instructions: Fill with appropriate components in compliance with

local regulations. Arrange items neatly; do not force the latches and do not exceed capacity. Clean with a damp cloth and mild detergent; avoid solvents/abrasives. Store in a dry place away from heat and direct sunlight. Inspect contents regularly and replace expired or damaged items.

French

Description: Mallette de premiers secours EUROKIT vide, compacte et rigide, avec fermetures à clip ; adaptée aux dotations essentielles de premiers secours.

Dimensions: 260 × 170 × 80 mm — **Poids :** 0,25 kg.

Instructions: Remplir avec des dispositifs appropriés conformément à la réglementation en vigueur. Organiser le contenu ; ne pas forcer les fermetures et ne pas dépasser la capacité. Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux ; éviter solvants/abrasifs. Conserver au sec, à l'abri de la chaleur et du soleil direct. Vérifier régulièrement le contenu et remplacer les articles périmés ou endommagés.

German

Beschreibung: Kompakter, leerer Erste-Hilfe-Koffer EUROKIT aus starrem Material mit Schnappverschlüssen; geeignet für eine Basis-Erstausrüstung.

Abmessungen: 260 × 170 × 80 mm — **Gewicht:** 0,25 kg.

Anweisungen: Mit geeigneten Komponenten gemäß geltenden Vorschriften bestücken. Inhalt ordentlich anordnen; Verschlüsse nicht erzwingen und Kapazität nicht überschreiten. Mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen; Lösungsmittel/Schleifmittel vermeiden. Trocken, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung lagern. Inhalt regelmäßig prüfen und abgelaufene oder beschädigte Artikel ersetzen.

Spanish

Descripción: Maletín de primeros auxilios EUROKIT vacío, compacto y rígido, con cierres a presión; adecuado para contenidos esenciales de primeros auxilios.

Dimensiones: 260 × 170 × 80 mm — **Peso:** 0,25 kg.

Instrucciones: Rellene con componentes adecuados conforme a



la normativa vigente. Organice el contenido; no fuerce los cierres y no supere la capacidad. Limpie con un paño húmedo y detergente neutro; evite disolventes/abrasivos. Conservar en lugar seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa. Revise periódicamente el contenido y sustituya los artículos caducados o dañados.